



FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

FT- 053

PRODUTO: BECKER CLOREX – DESINFETANTE CONCENTRADO DE USO GERAL

Folha: 01
Revisão: 04
Emissão: 28/10/2014

1. CARACTERÍSTICAS

BECKER CLOREX é um desinfetante à base de hipoclorito de sódio, com 2% de cloro ativo estabilizado (20.000 ppm). É utilizado para a desinfecção de pisos, ralos, banheiros, Pode ser usado para desinfecção de alimentos (frutas, verduras e legumes). BECKER CLOREX possui ação contra as seguintes bactérias (salmonela choleraesuis, staphylococcus, Escherichia coli, Enterococcus faecium).

2. ESPECIFICAÇÕES

Química	
Matéria ativa clorada	Hipoclorito de sódio
Agente estabilizante	Contém
Teor de cloro ativo	2,0 %

FÍSICA	
Ph(100%)	12,0 - 13,0
VISC.	8" - 12"
DENSIDADE (g/ml)	1,02 – 1,04

3. CAMPO DE APLICAÇÃO

Na desinfecção de superfícies fixas (pisos, paredes, bancadas), artigos e acessórios, etc. em Hospitais, Lactários, Cozinhas e ambientes institucionais.

4. FINALIDADE

Desinfecção de superfícies fixas, artigos e acessórios, legumes, verduras e frutas, etc.

5. MODO DE USO

SUPERFÍCIES FIXAS – medir 500ml de Becker Clorex completando com água para um litro de solução. Teor de cloro ativo desta solução 1.000 ppm. Aplicar o produto e deixar em contato por 10 min. Não enxaguar. **ARTIGOS E ACESSÓRIOS** - medir 500 mL de Becker Clorex completando com água para um litro de solução. Após limpos e secos, imergir os artigos ou acessórios em Becker Clorex por 30 minutos. Evitar formação de bolhas de ar em artigos ociosos. **Pré-desinfecção:** artigos contaminados, antes de serem limpos, poderão ser imersos numa solução de Becker Clorex 500 ml, completando para 1 litro de solução por 30 minutos. A seguir proceder como descrito anteriormente, sem enxaguar.

HEMODIÁLISE – medir 50 mL de Becker Clorex completando com água para 1 litro de solução. Usar rotina específica para limpeza e desinfecção dos equipamentos, obedecendo aos cuidados de proteção dos mesmos. Deixar a solução em contato com o equipamento por 30 minutos.

MAMADEIRAS, BICOS E CHUPETAS – promover rigorosa lavagem prévia com escova e detergente e enxaguar abundantemente. Medir 6,5 mL de Becker Clorex completando com água para um litro de solução. Imergir os artigos na solução por uma hora. Evitar formação de bolhas de ar no interior dos artigos. **NÃO ENXAGUAR.** Substituir a solução diariamente.

VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS – lavar abundantemente os alimentos em água corrente. Medir 17,5 ml ou de 150 a 200 ppm de BECKER CLOREX. Imergir verduras, legumes e frutas na solução por 15 minutos. Retirar os alimentos da solução, não necessitando de enxague.

6. EMBALAGEM

♦ Cx com 04 Bombonas de 5 litros.